

Médiair Farm (1/2)

Hygiène animal

Biocide (PT3)

Application

Produit de désinfection pour des applications vétérinaires

Utilisations identifiées pertinentes :

- Désinfection de la peaux (irritation, plaie, brûlure, ...).
- Hygiène bucco-dentaire.
- Désinfection des sabots.
- Désinfection des trayons.

Avantages :

- Sans substances dangereuses
- Sans alcool
- pH neutre
- Non inflammable
- Test dermatologique excellent
- Biodégradable

Mode d'utilisation :

- Hygiène bucco-dentaire : 3 pulvérisations de 3 à 5 ml chacune, répétez 3 à 5 fois par jour. Temps d'exposition : 5 minutes
- Hygiène corporelle : Pulvériser le produit jusqu'à ce que la peau ou la zone de la fourrure soit entièrement mouillée. Temps d'exposition : 5 minutes. En cas de forte pollution, nettoyer d'abord avec de l'eau potable.
- Désinfection des sabots : Pulvériser le produit jusqu'à ce que le sabot soit bien humide ou tremper le sabot dans la solution non diluée. Temps d'exposition : 15 minutes
- Désinfection des trayons : Pulvériser le produit jusqu'à ce que la peau soit dégoulinante. Temps d'exposition : 15 minutes.

Efficacité :

- DIN EN 1656 : *Activité Bactéricide*
- DIN EN 1657 : *Activité fongicide et lévuricide*
- DIN EN 17272 : *Désinfectant pour trayons (Vétérinaire)*

Médiair Farm (2/2)

Précautions d'utilisation :

- Ne pas pulvériser sur des surfaces chaudes ou dans sur des flammes.
- Ne pas mélanger avec des nettoyeurs ou des acides
- Eviter tout contact direct avec les yeux
- A utiliser de préférence à des températures comprises entre 5°C et 28°C
- Conserver à des températures ne dépassant pas 28°C
- Protéger du gel
- A conserver uniquement dans le récipient d'origine
- Garder hermétiquement fermé
- 30 jours après première ouverture
- 1 an avant première ouverture (date d'expiration indiquée sur l'emballage)

Description du Produit : Solution aqueuse **non dangereuse** composée de :

Ingrédients	EG-Nr.	CAS-Nr.	Concentration
Chlorure de sodium	231-598-3	7647-14-5	< 1.5%
Acide hypochloreux	232-232-5	7790-92-3	< 0.12%
Hypochlorite de sodium	231-668-3	7681-52-9	< 0.12%
Hydroxyde de sodium	215-185-5	1310-73-2	< 0.008%
Eau ultrapure	231-781-2	7732-18-5	Ad 100%

Identification produit :

- UFI : AK2F-E94C-6FNC-RJ88
- PCN : 778dd48c-46df-47e2-8932-0578601c8a73

Conditionnement :

- Bouteille de 500 ml avec pistolet de pulvérisation
- Bidons de 5 L et 20 L